

동결탱크실 안전점검 체크 리스트

대한배아전문가협의회 권장용 버전





동결탱크실 안전점검 체크리스트

안전한 연구환경을 위해 매일·매주 점검을 생활화합시다!



동결탱크실 일일 체크리스트

항목	확인
산소농도 19.5% 이상	<input type="checkbox"/>
산소감지기 정상	<input type="checkbox"/>
환기장치 정상	<input type="checkbox"/>
비상구 확보	<input type="checkbox"/>
PPE 비치	<input type="checkbox"/>
LN ₂ 누출 없음	<input type="checkbox"/>
탱크 이상 없음	<input type="checkbox"/>
경고표지 부착	<input type="checkbox"/>
비상연락망 게시	<input type="checkbox"/>
단독근무 없음	<input type="checkbox"/>

점검자 : _____

점검일 : _____

동결탱크실 주간 안전점검 체크리스트

항목	확인
산소감지기 교정 확인	<input type="checkbox"/>
환기팬 작동 확인	<input type="checkbox"/>
경보기 알람 시험	<input type="checkbox"/>
비상조명 확인	<input type="checkbox"/>
소화기 점검	<input type="checkbox"/>
PPE 상태 확인	<input type="checkbox"/>
SOP 게시 확인	<input type="checkbox"/>
신규 직원 교육 여부	<input type="checkbox"/>

점검자 : _____

점검일 : _____



질식위험 구역

본 구역은 액체질소 사용 장소입니다.

산소결핍으로 인해 의식소실 및 사망사고가 발생할 수 있습니다.



단독 출입 금지



산소농도 확인 후 출입



경보 발생 시 즉시 대피



비상상황 발생 시 119 신고

연구소 안전관리 책임자 : _____

비상연락처 : _____